

see it all
MEDISON

ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKAI KÉSZÜLÉKEK

- **SonoAce X1** – az első választás



Rendszer áttekintés - ezt nyújtja Önnek a

SonoAce X1 :

- * hordozható kivitel, 10" SVGA képernyő, nettó tömeg: 10 kg
- * sokoldalú képernyő módok: B, B/B, 4B, B/M, M
- * digital Beamforming & 3 lépéses multifrekvenciás technológia
- * szöveti harmonikus megjelenítés (Tissue Harmonic Imaging)
- * nagy elemszámú és felbontású fejek széleskörű alkalmazásokkal
- * gyors beüzemelés (60 sec. alatt)
- * 2 fej csatlakozó
- * háttérvilágítású kezelőpult
- * nagy kapacitású CINE memória
- * képparchivációs program, USB

