

see it all
MEDISON

ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKAI KÉSZÜLÉKEK

- **SonoAce R5** – *praktikus, hatékony, kényelmes*



Rendszer áttekintés

A **SonoAce R5** fejlesztésénél a fő cél a legkorszerűbb diagnosztikus eljárások mellett az elérhető legnagyobb kezelői komfort megteremtése volt. A felhasználói felület és ergonomikus dizájn, valamint az olyan szolgáltatások rutinszerű használata, mint a QuickScan™, FSI™ és THI, kiterjesztik diagnosztikus lehetőségeit és kellemes munkakörnyezetet biztosítanak az Ön számára.

Ezt nyújtja Önnek a SonoAce R5 *ergonomikus kivitel / felhasználóbarát felület*


- * nagyfelbontású, 15"-os lapmonitor
- * állítható magasságú konzol
- * háttérvilágított billentyűzet
- * Tissue Harmonic Imaging (=THI)
- * Pulzus Inverziós THI
- * Full-Spectrum Imaging™
- * Quick Scan™ gyorsbeállító program
- * cardio opció
- * elülső & hátsó markolat
- * felhasználói mérő- és funkciómenü
- * kis súly, kompakt dizájn
- * 4 elforgó kerék



Carotis 2D képe



epekö 2D képe



kéz Power Doppler képe

